

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định có nhu cầu mua sắm các thiết bị như sau:

(theo phụ lục đính kèm ngày 24 tháng 05 năm 2023)

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp thiết bị y tế báo giá theo mẫu báo giá đính kèm đến email: tothauvtbytbvndgd@gmail.com

Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng chào giá theo mẫu
- Thư xác nhận nhà phân phối (nếu có)
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng

Thời gian và địa điểm nhận báo giá:

Từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện đến 16 giờ 00 phút ngày 05 / 06 / 2023.

Địa điểm: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Địa chỉ: Số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Điện thoại: 028.3841.2692-267)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.


Nguyễn Hoàng Hải

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

PHỤ LỤC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm thông báo mời báo giá BHYT ngày 24 tháng 05 năm 2023)

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật, tính năng
1	Bảo trì máy lọc máu NIPRO. Model: Surdial 55 Plus	Bảo trì theo quy trình của Nhà sản xuất, có chứng chỉ đào tạo của Nhà sản xuất còn hiệu lực
2	Bảo trì máy lọc máu Bbraun Model: Dialog +	Bảo trì theo quy trình của Nhà sản xuất, có chứng chỉ đào tạo của Nhà sản xuất còn hiệu lực
3	Phần mềm trả kết quả cho máy điện tim Sử dụng trả kết quả cho máy đo điện tim Nihon Koden, model ECG-1250K	- In kết quả đo điện tim trên khổ giấy A4 thông dụng - Có thể lưu trữ dữ liệu và kết quả điện tim của bệnh nhân trên máy vi tính, truy xuất dễ dàng - Có thể xem trực tiếp kết quả đo điện tim của bệnh nhân, so sánh kết quả các lần đo, giúp bác sĩ thuận tiện trong việc đọc kết quả
4	Card USB-Lan truyền dữ liệu điện tim qua máy vi tính	
5	Kẹp gấp sỏi	- Dùng để gấp sỏi và rút sonde JJ - Kích thước: cỡ 9Fr, dài 40cm - Hàm tác động đôi, loại mềm
6	Sửa chữa, bảo trì máy xay công nghiệp	- Thay 4 bộ bạc đạn, phốt - Tiện mới bộ ron vó, ron nắp - Tiện trục cốt máy với motor bị mòn đảo - Thay 1 bộ cao su đệm truyền lực động cơ bị mòn
7	Vật tư máy nhuộm Thermo Scientific. Model: Gemini AS	- Cốc chứa hóa chất - Giá nhuộm lame
8	Nhiệt kế LOGTAG	- Nhiệt độ: -25~ 60°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 °C (10~32 °C), ±2 °C
9	Nhiệt ẩm kế trong phòng	- Nhiệt độ: -30~ 50°C - Độ ẩm: 20~100% - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 °C (10~32 °C), ±2 °C - Độ chính xác độ ẩm: ±5%(50~99%), ±7%(25~49%) - Vạch chia: 2 °C /2%

Ghi chú: số lượng chào giá trên mỗi danh mục là 01